



**MEDİKAL BROŞÜR**  
MEDICAL BROCHURE

***Beybi***<sup>®</sup>

# Gold Cerrahi Eldiven | Gold Surgical Gloves

Pudralı & Pudrasız | Powdered & Powder-Free




- Steril • Doğal lateks • Tek kullanımlık • Birim ambalajın her iki yüzü medikal kâğıt
- 50'lik iç kutular • Pudralı ve Pudrasız • 6,5'tan 8,5'a kadar tüm bedenler mevcuttur
  - Bir kolide 400 çift vardır
- Sterile • Natural latex • Disposable • Both sides of the unit packaging are medical paper
- Inner boxes of 50 pairs • Powdered & Powder-free • All sizes available from 6.5 to 8.5
  - There are 400 pairs in a carton



- Steril • Doğal lateks • Tek kullanımlık • Birim ambalajın her iki yüzü medikal kâğıt
  - 50'lik iç kutular • Pudralı ve Pudrasız • 6,5'tan 8,5'a kadar tüm bedenler mevcuttur
  - Bir kolide 400 çift vardır
- Sterile • Natural latex • Disposable • Both sides of the unit packaging are medical paper
  - Inner boxes of 50 pairs • Powdered & Powder-free • All sizes available from 6.5 to 8.5
  - There are 400 pairs in a carton

# Lateks Muayene Eldiveni | Latex Examination Gloves

Pudrasız | Powder-Free



- Non-steril • Doğal lateks • Tek kullanımlık • 100'lük kutular • Pudrasız
- S, M, L'a kadar tüm bedenler mevcuttur • Bir kolide 2.000 adet vardır
- Non-sterile • Natural Latex • Disposable • Boxes of 100 pieces
- Powder free • Available size in S, M, L • 2.000 pieces in a carton



- Non-steril • Doğal lateks • Tek kullanımlık 100'lük kutular • Pudralı
- S, M, L'a kadar tüm bedenler mevcuttur • Bir kolide 2.000 adet vardır

- Non-sterile • Natural Latex • Disposable • Boxes of 100 pieces
- Powdered • Available size in S, M, L • 2.000 pieces in a carton

# Vinil Muayene Eldiveni | Vinyl Examination Gloves

Pudrasız | Powder-Free



- Non-steril • 100'lük kutular • Tek kullanımlık • Pudrasız
  - S, M, L, XL 'a kadar tüm bedenler mevcuttur
  - Bir kolide 2.000 adet vardır.
- Non-sterile • Boxes of 100 pieces • Disposable
- Powder free • All sizes available from S, M, L, XL
  - There are 2.000 pieces in a carton



- Nitril • Non-steril • Siyah renkli • Pütürlü parmak ucu • 100'lük kutular
- Tek kullanımlık • Pudrasız • S, M, L, XL 'a kadar tüm bedenler mevcuttur
- Bir kolide 2.000 adet vardır.
- Nitrile • Non-sterile • Black colored • Grainy fingertip • Boxes of 100 pieces
- Disposable • Powder free • All sizes available from S, M, L, XL
- There are 2.000 pieces in a carton

# Siyah Nitril Eldiveni | Black Nitrile Single Use Gloves

Pudrasız | Powder-Free




- Nitril • Non-steril • Siyah renkli • Pütürlü parmak ucu • 100'lük kutular
- Tek kullanımlık • Pudrasız • S, M, L, XL 'a kadar tüm bedenler mevcuttur
- Bir kolide 2.000 adet vardır.
- Nitrile • Non-sterile • Black colored • Grainy fingertip • Boxes of 100 pieces
- Disposable • Powder free • All sizes available from S, M, L, XL
- There are 2.000 pieces in a carton







- Nitril • Non-steril • Mavi renkli • Pütürlü parmak ucu • 100'lük kutular
- Tek kullanımlık • Pudrasız • S, M, L, XL 'a kadar tüm bedenler mevcuttur
  - Bir kolide 2.000 adet vardır.
- Nitrile • Non-sterile • Blue colored • Grainy fingertip • Boxes of 100 pieces
  - Disposable • Powder free • All sizes available from S, M, L, XL
  - There are 2.000 pieces in a carton




- PET (HDPE) • Tek kullanımlık • 100'lük poşet
- Tek beden • Şeffaf • Bir kolide 20.000 adet vardır

- High Density Polyethylene (HDPE) • Disposable • 100 pieces in a package
  - One sizes fits all • Transparent (Embossed)
  - 20.000 pieces in a carton



- Doğal kauçuk lateks • TS EN ISO 4074'e uygun
- Genişlik: 53 mm (+,-2mm), uzunluk: 180mm (+,-5mm)
- Tek tek birim ambalajlarda • 4 adetlik strip • 100'lük kutularda
- Natural rubber latex • In accordance with EN ISO 4074
- Width: 53 mm (+,-2mm) , length: 180mm (+,-5mm)
- Individually packed • 4 pieces stripage • Box of 100 pieces



- Steril • Tek kullanımlık • Karbon çelik • Tekli ambalajlarda
- 100'lük kutular • Boylar: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22
- Sterile • Disposable • Carbon steel • In single packages
- Boxes of 100 pieces • Sizes: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22



- Steril • FEP kateter • Tek kullanımlık • Paslanmaz çelik, silikon uçlu iğne
- 4 radyopak çizgi • Portlu veya portsuz seçenekleri • Esnek ve yumuşak tespit kanatları • Hidrofob kan tutucu • Boyları portlu: 16G/18G/20G/22G/24G
  - Portsuz: 26G / 24G
- Sterile • FEP catheter • Disposable • Stainless steel, silicone tipped needle
- 4 radiopaque lines • Ported or non-port options • Flexible and soft fixing wings
  - Hydrophobic blood trap • Sizes with port: 16G/18G/20G/22G/24G
    - Without Port: 26G / 24G



- Steril • Tek kullanımlık • Apirojen ve non toksik • Blister paketlenme
- Hypodermik • Paslanmaz çelik iğne • Boylar: 18G/20G/21G/22G/26G
- Sterile • Disposable • Non-pyrogen and non-toxic • Blister packaging
- Hypodermic • Stainless steel needle • Sizes: 18G/20G/21G/22G/26G



- Steril • Tek kullanımlık • Apirojen ve non toksik • Blister paketleme
  - Luer slip ve 3 parçalı • Dizyem ve ünite çizgileri
- Sterile • Disposable • Non-pyrogenic and non-toxic • Blister pack
  - Luer slip and 3-part disposable • With ml/cc unit marks

## 1 CC İnsülin Enjektörü | 1 CC Insuline Syringe



- Steril • Tek kullanımlık • Apirojen ve non toksik • Blister paketlenme
  - Sabit iğne ucu • 31G X 1/4" (0.25 x 6mm)" • Kapaklı iğne ucu
  - Ünite çizgili • '0' ölü boşluk
- Sterile • Disposable • Non-pyrogenic and non-toxic • Blister pack
  - With fixed needle • 31G X 1/4" ( 0.25 x 6mm )" • Needle with cover
  - With unit mark • With 'Zero' dead space





- Steril • Tek kullanımlık • Apirojen ve non toksik • Blister Paketleme • Luer Slip • 3 parçalı
  - 2CC 21Gx16mm kapaklı iğne ucu • Veterinerlik kullanımlarına uygun
- Sterile • Disposable • Non-pyrogenic and non-toxic • Blister Pack • Luer slip • 3-part
  - 2CC 21Gx16mm needle with cover • Suitable for veterinary usage



- Steril • Tek kullanımlık • Apirojen ve non toksik • Blister paketleme • 3 parçalı, luer slip
  - Boylar: 2CC / 5CC / 10CC / 20CC • İsteğe bağlı: 21G (Yeşil) / 22G (Siyah)
- Sterile • Disposable • Non-pyrogenic and non-toxic • Blister pack • Luer slip and 3-part
  - Sizes: 2CC / 5CC / 10CC / 20CC • Optional: 21G (green) / 22G (black)



- Steril • Tek kullanımlık • Apirojen ve non toksik • Blister Paketleme
- Luer slip / luer lock opsiyonlu ve 3 parçalı • 27G 0,40X40mm ve 27G 0,40X50mm

- Sterile • Disposable • Non-pyrogenic and non-toxic • Blister pack
- With luer slip and luer lock options 3-part • 27G 0,40X40mm and 27G 0,40X50mm

## 50cc İğneli Enjektörler | 50cc Syringes with needle



- Steril • Tek kullanımlık • Apirojenik ve non toksik • Blister paketleme • Luer slip ve 3-parçalı
  - 20G (sarı) ve 21G (yeşil) iğne seçenekleri ile • Eksantrik uçlu
- Sterile • Disposable • Non-pyrogenic and non-toxic • Blister pack • Luer slip and 3-part
  - Needle: 20G (yellow) and 21G (green) • Eccentric tip



- Steril • Tek kullanımlık • Pembe (18G) iğneli • Apirojenik vo non toksik
- Blister paketleme • Perfüzyon cihazlarına uyumlu • Merkezi luer lock uç
- Sterile • Disposable • Needle: Pink (18G) • Non-pyrogenic and non-toxic
- Blister pack • Appropriate for perfusion devices • Centered luer lock and 3-part



- Steril • Tek kullanımlık • Dişi konnektör • Yuvarlatılmış distal uç
- Boyutları kolayca tanımlayan renk kodlu konnektör • Boylar: F6 / F8 / F10 / F12 / F14 / F16 / F18
- Sterile • Disposable • Female connector • Rounded distal tip
- Colour coded connector to identify dimensions easily • Sizes: F6 / F8 / F10 / F12 / F14 / F16 / F18



- Steril • Tek kullanımlık • Giriş kolaylığı sağlayan yüzey • Yuvarlatılmış distal uç
- Distal uçtan işaretleme mesafeleri • Radyopak çizgili • Boyutları belirten renk kodu
  - Boylar: F10 / F12 / F14 / F16 / F18
- Sterile • Disposable • Surface for easy insertion • Rounded distal tip
  - Marking dimensions from distal end • Radiopaque line
- Color coded connector to identify dimensions easily • Sizes: F10 / F12 / F14 / F16 / F18



- Steril • Tek kullanımlık • Silikon kaplı doğal lateks • 2 yollu
- Yuvarlatılmış distal uç • Boylar: 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22

- Sterile • Disposable • Silicone coated natural latex • 2-way
- Rounded distal tip • Sizes: 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22





- Steril • Tek kullanımlık • 100% silikon • 2 yollu
- Yuvarlatılmış distal uç • Boylar: 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22

- Sterile • Disposable • %100 silicone • 2-way
- Rounded distal tip • Sizes: 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22





- Steril • Tek kullanımlık • Balonsuz • Yüksek hacim düşük basınç • Yuvarlatılmış distal uç
  - Murphy gözü • Derinlik işaretleri • Oral ve nazal entübasyon için
  - Radyopak çizgi • Boylar: 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5
- Sterile • Disposable • Without cuff • High volume low pressure • Rounded distal tip
- Murphy eye • Marking for accurate positioning • For both oral and nasal intubations
  - Radiopaque line • Sizes: 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5



- Steril • Tek kullanımlık • Balonlu • Yüksek hacim düşük basınç • Yuvarlatılmış distal uç
  - Murphy gözü • Derinlik işaretleri • Oral ve nazal entübasyon için
  - Radyopak çizgi • Boylar: 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5
- Sterile • Disposable • With cuff • High volume low pressure • Rounded distal tip • Murphy eye
  - Marking for accurate positioning • For both oral and nasal intubations
  - Radiopaque line • Sizes: 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5

## Spiralli Endotrakeal Tüpler – Balonlu | Reinforced Endotracheal Tubes With Cuff



- Steril • Tek kullanımlık • Metal spiralli • Yüksek hacim düşük basınç • Yuvarlatılmış distal uç
  - Murphy gözü • Derinlik işaretleri • Oral ve nazal entübasyon için • Radyopak çizgi
  - Boylar: 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5
- Sterile • Disposable • With metal reinforcing spiral • High volume low pressure • Rounded distal tip
  - Murphy eye • Marking for accurate positioning • For both oral and nasal intubations
  - Radiopaque line • Sizes: 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5



- Steril • Tek kullanımlık • 2000 ml kapasiteli • 50 ml ölçekli • Musluklu
- Geri kaçısı ve kontaminasyonu önleyen valf • Askı için delikler
- Sterile • Disposable • 2000 ml capacity • 50 ml scale
- With bottom outlet • With anti-reflux valve
- Reinforced holes for hanging



- Steril • Tek kullanımlık • Küçük damla odalı • İnfüzyon siseleri ve infüzyon torbaları için uygun • Damla haznesi içerisinde filtre • Roller damla ayarlayıcılı
  - 21G hipodermik iğne ucu ile • Kapaklı hava yolu
  - Luer slip / Luer Lock seçenekleri ile
- Sterile • Disposable • With small drip chamber • Appropriate for infusion bottles and infusion bags • Filter in drip chamber • With a flow regulator
  - With 21G hypodermic needle • Air filter with cover
  - Available with luer slip and luer lock options



- Steril • Tek kullanımlık • Roller damla ayarlayıcılı • Kan filtreli
- Non toksik ve apirojenik • 18G hipodermik iğne • Hava kapakçıklı
- Sterile • Disposable • With a flow regulator • With blood filter
- Non-toxic and non-pyrogenic • With 18G hypodermic needle
- Air filter with cover



- Steril • Tek kullanımlık • 35W adet zımba • 'Atıcı yay' mekanizmasına sahiptir
  - Şeffaf göstergeli
- Sterile • Disposable • With 35W staplers • Stapler has a 'shooter spring' mechanism
  - Transparent display





- Steril • Otoklavlanabilir • Cilde zarar vermez
- Sterile • Autoclavable • Does not harm the skin



- Tek kullanımlık • 50 x 55 mm ebatlarında köpük • Çıtçıtılı • Lateks içermez
- AgCl sensörlü • Elektririgi çabuk ileten hidrojel ile kaplı • 50 adetlik özel paket
- Disposable • Available in size: 50 x 55 mm, foam • With stainless steel snaps • Latex-Free
- With AgCl detecting element • Covered with hydrogel to transmit the electricity quickly
  - Sealed package of 50 pieces



- Tek kullanımlık • 25,4 x 25,4 mm ebatlarında köpük • Çıtçıtli
- Lateks içermez • AgCl sensörü • Elektriyi çabuk ileten hidrojen ile kapli
  - 50 adetlik özel paket
- Disposable • Available in size: 25,4 x 25,4 mm, foam • With stainless steel snaps
  - Latex-Free • With AgCl detecting element
  - Covered with hydrogel to transmit the electricity quickly
    - Sealed Package of 50 pieces



- Steril • Tek kullanımlık • 3mt uzunlukta kablo • 3 pin girişli fiş
  - Her kablo içinde 10 adet bakır tel bulunmaktadır
  - Elden kumandalı, sarı ve mavi • 2 Kontrol düğmesi
- Sterile • Disposable • 3mt cable length • With 3 pin input
  - Each cable consists of 10 copper cables
- Hand controlled, yellow and blue color • 2 Control buttons



- Non-steril • Tek kullanımlık • Yetişkin boy: 210 mm x 100 mm
  - Lateks içermez • Yatay ve dikey kullanıma uygundur
  - Bipolar
- Non-Sterile • Disposable • Adult size: 210 mm x 100 mm
  - Latex-Free • Appropriate for vertical and horizontal usage
  - Bipolar

**Tahta Dil Basacađı Non - Steril** | Wooden Tongue Depressor  
Non - Sterile



- Non-steril • Tek kullanımlık • Tatsız ve kokusuz
  - Düzgün yüzey, yuvarlatılmış uç kısımları
- Non-Sterile • Disposable • Tasteless and odorless
  - Smooth surface with rounded ends







**BEYBİ PLASTİK FABRİKASI A.Ş.**

**Adres:** Yukarı Dudullu O.S.B. 1. Cad. No: 27 Ümraniye 34775 İstanbul - TÜRKİYE  
**Tel:**+90 216 420 11 04 **pbx Fax:** +90 216 540 04 64 **E-Mail:** info@beybi.com.tr



beybieldiven



beybi\_eldiven



beybieldiven



Beybi A.Ş.

**[www.beybi.com.tr](http://www.beybi.com.tr) | [shop.beybi.com.tr](http://shop.beybi.com.tr)**

***Beybi*** Bir ELOR HOLDING Kuruluşudur.